

**HAEBERLE**

multifunktionale medizinische  
Wagensysteme ...und mehr

# Typenliste gültig ab 01.07.2010

## 08/16®

Vielzweckwagen  
... mehr als Standard



## Vielzweckwagen 08/16®

... mehr als Standard

### Die Systemvorteile:

#### ► Multifunktionalität

Vom einfachen Gerätewagen bis zum voll ausgestatteten Funktionswagen. Ein schlüssiges, ausgereiftes System. Zubehör für individuelle Ausstattungswünsche gibt es in großer Vielfalt.

#### ► Modularität

Basiswagen und Systemteile, Funktionswagen oder individuelle Kombinationen. Mit dem Vielzweckwagen 08/16® jederzeit möglich.

#### ► Hygiene

Überwiegend geschlossene, glatte Flächen – auch seitlich – einfach zu reinigen.

#### ► Material

Hochwertige, fünfschichtige Platten mit Massivkanten, beidseitig mit Melaminharz beschichtet. Abriebfest, lichtecht und beständig gegen gängige Chemikalien, weiß.

#### ► Vierkantstahlrohrbügel

besonders stabil und hochwertig weiß beschichtet.

#### ► Schubladen

mit furnierten Fronten und eleganten Designer-Griffen. Schwebeleichte Kugel-Teleskop-Führungen mit Einrastmechanismus. Einfach herauszunehmen.

#### ► Leichtlaufrollen

in 3 Größen auf Wunsch mit Feststellern und elektrisch leitfähig.

#### ► Farbauswahl

Platten und Schubladen in aktuellem Weiß. Mit weißen Schubladengriffen. Viele schöne weitere Griff-Farben finden Sie auf Seite 7. Aktuelle Sondermodelle mit zusätzlichen Farb-Akzenten runden das Sortiment ab.

#### ► Montage

Alle 08/16®-Modelle werden zerlegt geliefert, sofern nichts anderes vermerkt ist. Montierte Lieferung ist gegen Aufpreis möglich.

#### ► Basiswagen-Maße

Breiten: 340/490/600 oder 900 mm  
Tiefe: 260/450 mm  
Höhen: 520/705/730/805/830 mm

#### ► Schubladen-Innenmaße

08/16 – 300 mm breit: 242,5 x 384,5 x 74 mm (B x T x H)  
08/16 – 450 mm breit: 392,5 x 384,5 x 74 mm (B x T x H)  
08/16 – 600 mm breit: 502,5 x 384,5 x 74 mm (B x T x H)

#### ► Tragkraft


Gesamt: ca. 50 kg  
Platten mit Aufkantung: ca. 20 kg  
Platten ohne Aufkantung: ca. 10 kg  
Schubladen: ca. 10 kg

#### ► Sondermodelle

Als der Spezialist für Gerätewagen fertigen wir für Sie jede Art von Sondermodellen – projektbezogen oder für andere Hersteller. Fragen Sie uns.


### Basiswagen 520/705/730/830 mm Höhe

alle Maße in mm



### Regalwagen 705/730/805/830 mm Höhe

alle Maße in mm



Artikel	Beschreibung	Ref.-Nr.
---------	--------------	----------

## 08/16® Basiswagen

**08/16® Basiswagen**  
600 mm breit,  
730 mm hoch

**Preissenkung**



Das „Basis-Modell“, weiß  
Rollen Ø 75 mm

**Maße:**  
**600 x 450 x 730 mm (B x T x H)**

mit 1 Schublade **12075**

Kombinierbar in  
4 Breiten  
5 Höhen  
7 Griff-Farben  
3 Eckverbinder-Farben

**08/16® – 300 mm**  
**Basiswagen**  
705 mm hoch



Der „Super-Mini“ für kleine Geräte und enge Räume  
Rollen Ø 50 mm

**Maße: 340 x 450 x 705 mm (B x T x H)**

mit 1 Schublade **15871**

**08/16® – 450 mm**  
**Basiswagen**  
705 mm hoch



Rollen Ø 50 mm

**Maße: 490 x 450 x 705 mm (B x T x H)**

mit 1 Schublade **15139**  
mit 2 Schubladen **15155**  
mit 3 Schubladen **15156**

**08/16® – 600 mm**  
**Basiswagen**  
730 mm hoch



Rollen Ø 75 mm

**Maße: 600 x 450 x 730 mm (B x T x H)**

mit 1 Schublade **12075**  
mit 2 Schubladen **12076**  
mit 3 Schubladen **12077**  
mit 4 Schubladen **17205**

**08/16® – 600 mm**  
**Basiswagen**  
830 mm hoch



Rollen Ø 75 mm

**Maße: 600 x 450 x 830 mm (B x T x H)**

mit 1 Schublade **14754**  
mit 2 Schubladen **14755**  
mit 3 Schubladen **14756**  
mit 4 Schubladen **14757**  
mit 5 Schubladen **15391**

**08/16® – 600 mm**  
**Unterfahrwagen**  
520 mm hoch



Rollen Ø 50 mm  
Optimal passend unter Behandlungsliegen.


**Maße: 600 x 450 x 520 mm (B x T x H)**

mit 1 Schublade **12078**  
mit 2 Schubladen **12179**  
mit 3 Schubladen **12180**


# HAEBERLE Vielzweckwagen 08/16®

Artikel	Beschreibung	Ref.-Nr.
08/16® – 900 mm Basiswagen 830 mm hoch	 <p>Breiter Basiswagen mit 2 Platten, Schublade 100 mm hoch, 2 Stabilisierungsstangen Rollen Ø 75 mm, mit 2 Feststellrollen</p> <p><b>Maße: 900 x 450 x 830 mm (B x T x H)</b></p> <p>mit 1 Schublade mit 2 Schubladen mit 3 Schubladen</p>	<p><b>17277</b> <b>11008</b> <b>11020</b></p>

## 08/16® Basiswagen special edition


08/16® – 600 mm „blue“ Basiswagen 730 mm hoch	 <p>Special edition mit Fahrgestell, Platten und Schublade in <u>weiß</u> sowie Kontrastecken und Schubladengriff in <u>blau</u> Rollen Ø 75 mm</p> <p><b>Maße: 600 x 450 x 730 mm (B x T x H)</b></p> <p>mit 1 Schublade mit 2 Schubladen mit 3 Schubladen</p>	<p><b>15237</b> <b>15335</b> <b>15336</b></p>
--	--	---

**Superpreis**


08/16® – 600 mm „black & white“ Basiswagen 730 mm hoch	 <p>Special edition mit Fahrgestell, Platten und Schublade in <u>weiß</u> sowie Kontrastecken und Schubladengriff in <u>schwarz</u> Rollen Ø 75 mm</p> <p><b>Maße: 600 x 450 x 730 mm (B x T x H)</b></p> <p>mit 1 Schublade</p>	<p><b>15788</b></p>
---	--	---------------------


**Superpreis**


## 08/16® Schrankwagen

08/16® – 600 mm Schrankwagen 830 mm hoch	 <p>mit 1 Schublade, 1 Facheinlage und Türen Rollen Ø 75 mm. <u>Fertig montiert.</u></p> <p><b>Maße: 600 x 450 x 830 mm (B x T x H)</b></p>	<p><b>15862</b></p>
--	--	---------------------







## 08/16® Regalwagen

08/16® – 600 mm Regalwagen mini 705 mm hoch	 <p><u>nur 260 mm tief. Ideal für enge Behandlungskabinen.</u> Mit 3 aufgekanteten Platten. Rollen Ø 50 mm.</p> <p><b>Maße: 600 x 260 x 705 mm (B x T x H)</b></p>	<p><b>12057</b></p>
---	---	---------------------







08/16® – 300 mm Regalwagen supermini 705 mm hoch	 <p>der Supermini für kleine Geräte und enge Räume. Mit 3 Platten 300 mm breit und 3 Stabilisierungsstangen. Rollen Ø 50 mm.</p> <p><b>Maße: 340 x 450 x 705 mm (B x T x H)</b></p>	<p><b>15894</b></p>
--	--	---------------------

08/16® – 450 mm Regalwagen 805 mm hoch	 <p>mit 3 Platten, oben und unten mit Aufkantung, die mittlere mit Stabilisierungsstange. Rollen Ø 50 mm.</p> <p><b>Maße: 490 x 450 x 805 mm (B x T x H)</b></p>	<p><b>14514</b></p>
--	---	---------------------


# HAEBERLE Vielzweckwagen 08/16®

Artikel	Beschreibung	Ref.-Nr.	
<b>08/16® – 600 mm Regalwagen 830 mm hoch</b>		<p>mit 3 Platten, oben und unten mit Aufkantung, die mittlere mit Stabilisierungsstange. Rollen Ø 75 mm.</p> <p>Traglast je Platte mit Aufkantung: 20 kg Traglast je Platte ohne Aufkantung: 10 kg</p> <p><b>Maße: 600 x 450 x 830 mm (B x T x H)</b></p> <p>weiß</p>	<p><b>15150</b></p>
<b>08/16® – 900 mm Regalwagen 830 mm hoch</b>		<p>mit 3 Platten, oben und unten mit Aufkantung, die mittlere Platte mit Stabilisierungsstange. Rollen Ø 75 mm, davon 2 mit Feststellern.</p> <p><b>Maße: 900 x 450 x 830 mm (B x T x H)</b></p> <p>weiß</p>	<p><b>17153</b></p>
<h2>08/16® Funktionswagen</h2>			
<h3>08/16® – 300 mm Platten-Breite</h3>			
<b>08/16® – 300 mm Geräteturm mini</b>		<p>Basiswagen 805 mm hoch, mit 1 Schublade und stabiler Konsole, Rollen Ø 50 mm.</p> <p><b>Außen-Maße:</b> <b>340 x 450 x 985 mm (B x T x H)</b></p> <p><b>Maße d. Konsole:</b> <b>340 x 250 x 180 mm (B x T x H)</b></p> <p>weiß</p>	<p><b>17171</b></p>
<h3>08/16® – 450 mm Platten-Breite</h3>			
<b>08/16® – 450 mm Geräteturm mit Konsole</b>		<p>Basiswagen 830 mm hoch, mit stabiler Konsole und 3 Ablageplatten, davon 2 mit Aufkantung, Rollen Ø 75 mm.</p> <p><b>Außen-Maße inkl. Konsole:</b> <b>490 x 450 x 1010 mm (B x T x H)</b></p> <p><b>Maße der Konsole:</b> <b>490 x 250 x 180 mm (B x T x H)</b> 225 mm Abstand zw. Konsole und oberer Platte</p> <p>weiß</p>	<p><b>14434</b></p>
<b>08/16® – 450 mm Steharbeitsplatz/ Laptop-Wagen</b>		<p>Vielzweckwagen 08/16, Rollen Ø 75 mm, davon 2 mit Feststellern, 2 Platten mit Aufkantung, 1 Platte ohne Aufkantung, Schublade 100 mm hoch, 1 Stabilisierungsstange unten. Fertig montiert.</p> <p><b>Außen-Maße:</b> <b>490 x 450 x 1000 mm (B x T x H)</b></p> <p>weiß</p>	<p><b>17121</b></p>
<h3>08/16® – 600 mm Platten-Breite</h3>			
<b>08/16® – 600 mm Computerwagen</b>		<p>Vielzweckwagen 08/16, Rollen Ø 75 mm, davon 2 mit Feststellern, 2 Ablageplatten, Keyboardauszug inkl. ausziehbarem Mousepad und Antirutschmatte.</p> <p><b>Maße: 600 x 450 x 830 mm (B x T x H)</b></p> <p>weiß</p>	<p><b>14770</b></p>

# HAEBERLE Vielzweckwagen 08/16®

Artikel	Beschreibung	Ref.-Nr.	
<b>08/16® – 600 mm Steharbeitsplatz/ Laptop-Wagen</b>		<p>Vielzweckwagen 08/16 mit 2 Feststellrollen, 2 Platten mit Aufkantung, 1 Platte ohne Aufkantung, 1 Schublade 100 mm hoch, 1 Stabilisierungsstange unten. <u>Fertig montiert.</u></p> <p><b>Maße: 600 x 450 x 1000 mm (B x T x H)</b></p> <p>weiß</p>	<p><b>17120</b></p>
<b>08/16® – 600 mm Stehschreibpult</b>		<p>Mit geeigneter Schreibfläche und Utensilieneinsatz, herausnehmbarem Stifteköcher, Ablagefach, lichte Höhe 200 mm. Auf 08/16 – Unterbau, mit 2 Feststellrollen, und 1 Schubladenrückblende. <u>Fertig montiert.</u></p> <p><b>Maße: 600 x 450 x 1170 mm (B x T x H)</b></p> <p>weiß</p> <p><u>Empfehlenswert dazu:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zusatzplatte, ohne Aufkantung, weiß</li> <li>- Platte mit Auszug nach rechts und links, weiß</li> </ul>	<p><b>17117</b></p> <p><b>05537</b></p> <p><b>05404</b></p>
<b>08/16® – 600 mm Behandlungswagen COMPACT</b>		<p>Basiswagen 730 mm hoch, mit 2 Feststellrollen, Schubladenteiler variabel, Verbandmittelspender COMPACT inkl. Halterung. Abwurfschale aus Chromnickelstahl. <u>Zerlegt.</u></p> <p><b>Maße: 600 x 450 x 1330 mm (B x T x H)</b></p> <p>weiß</p>	<p><b>15152</b></p>
<b>08/16® – 600 mm Behandlungswagen PicBox® multi</b>  <b>NEU</b>		<p>Basiswagen 730 mm hoch, mit 2 Feststellrollen, weiß mit Schubladenteiler variabel, Injektionsset PicBox® multi mit elegantem weißen Kunststoffgehäuse, Abwurfschale aus Chromnickelstahl.</p> <p><b>Maße: 600 x 450 x 1330 mm (B x T x H)</b></p> <p>weiß</p>	<p><b>15561</b></p>
<b>08/16® – 600 mm Injektionswagen PicBox® Plus</b>		<p>Basiswagen 730 mm hoch, mit 2 Feststellrollen, Schubladenteiler variabel, Injektions-Set PicBox® Plus, grauweiß, inkl. Halterung, Abwurfschale aus Chromnickelstahl, Armauflage, Kanülensammler Schluckfix-Set, 20 Boxen mit Halterung. <u>Zerlegt.</u></p> <p><b>Maße: 600 x 450 x 1290 mm (B x T x H)</b></p> <p>weiß</p>	<p><b>15154</b></p>
<b>08/16® – 600 mm Injektionswagen COMPACT</b>		<p>Basiswagen 730 mm hoch, mit 2 Feststellrollen, Schubladenteiler variabel, Injektions-Set COMPACT inkl. Halterung, Abwurfschale aus Chromnickelstahl, Armauflage, Kanülensammler Schluckfix-Set, 20 Boxen mit Halterung. <u>Zerlegt.</u></p> <p><b>Maße: 600 x 450 x 1330 mm (B x T x H)</b></p> <p>weiß</p>	<p><b>15166</b></p>

# HAEBERLE Vielzweckwagen 08/16®

Artikel	Beschreibung	Ref.-Nr.
08/16® – 600 mm Ergometriewagen	 <p>Basiswagen mit 2 Feststellrollen, Ø 75 mm, Gerätekonsole, Kabelhalter, Schublade 100 mm hoch. <u>Zerlegt.</u></p> <p><b>Maße: 600 x 450 x 730 mm (B x T x H)</b></p> <p>weiß</p>	15167


## Zubehör für 08/16®

Alle Zubehörartikel können ganz einfach an den 08/16® Vielzweckwagen montiert werden. Die Referenznummern beinhalten das Zubehörteil komplett mit Halterung und Befestigungsmaterial.

### Rollen

Rollen		- 2 feststellbare Rollen, Ø 50 mm,	<b>05410</b>
		- 4 Rollen, Ø 75 mm,	<b>15328</b>
		- 2 feststellbare Rollen, Ø 75 mm,	<b>05411</b>
		- 4 elektrisch leitfähige Rollen, Ø 75 mm,	<b>05413</b>
		- 4 Rollen Ø 100 mm,	<b>05615</b>
		- 2 feststellbare Rollen Ø 100 mm,	<b>05616</b>

### Schubladengriffe


Schubladengriffe		ergonomische, formschöne Kunststoffgriffe in den Farben:	
<b>Farbakzente setzen</b>		grau <b>13161</b> blau <b>13162</b> rotviolett <b>13163</b> gelb <b>13164</b> türkis <b>13165</b> weiß <b>13166</b> schwarz <b>13167</b>	

### Schubladeneinsätze







Schubladenteiler 45		mit variabler Einteilung für 08/16® - 450 mm breit aus Kunststoff, transparent mit 2 Bahnen, 4 Teilern, herausnehmbar und spülmaschinenfest	
		<b>Maße: 390 x 385 x 55 mm (B x T x H)</b>	<b>16724</b>








Schubladenteiler 60		mit variabler Einteilung für 08/16® - 600 mm breit aus Kunststoff, transparent mit 3 Bahnen, 6 Teilern, herausnehmbar und spülmaschinenfest	
		<b>Maße: 500 x 385 x 55 mm (B x T x H)</b>	<b>16723</b>

### Rückblenden für Schubladen

Schubladen-Rückblende 30		für 08/16® – 300 mm breit, weiß	<b>16186</b>
Schubladen-Rückblende 45		für 08/16® – 450 mm breit, weiß	<b>15753</b>
Schubladen-Rückblende 60		für 08/16® – 600 mm breit, weiß	<b>15752</b>

# HAEBERLE Vielzweckwagen 08/16®








Artikel	Beschreibung	Ref.-Nr.
<b>Abfallsammler / Abwürfe</b>		
<b>Abfallsammler Klapp-Kuli</b>	 <p>Stahlblech aluminiumfarben beschichtet. Einschl. 1 Rolle Abfallsäcke 15 Ltr.</p> <p><b>Maße: 310 x 140 x 420 mm (B x T x H)</b> für 08/16® ab 2 Schubladen zum Verschrauben mit Seitenblenden.</p>	<b>09961</b>
<b>Halter für Hygienebeutel</b>	zum Aufstecken rechts oder links auf <u>Klapp-Kuli</u> , aluminiumfarben	<b>08173</b>
<b>Hygienebeutel</b>	aus Papier, mit Aufdruck. Mindestabnahme 500 Stück = 1 Einheit	<b>05192</b>
<b>Abfallsammler Piccolo</b>	 <p>Stahlblech aluminiumfarben beschichtet oder Chromnickelstahl. Auf Wunsch mit Deckel. Einschl. 1 Rolle Abfallsäcke 15 Ltr.</p> <p><b>Maße: 280 x 160 x 410 mm (B x T x H)</b> für 08/16® ab 2 Schubladen zum Verschrauben mit Seitenblenden. aluminiumfarben beschichtet Chromnickelstahl</p>	<b>07873</b> <b>05138</b>
<b>Deckel für Piccolo</b>	<b>Maße: 280 x 170 x 20 mm (B x T x H)</b> aluminiumfarben Chromnickelstahl	<b>07874</b> <b>09636</b>
<b>Rolle Einwegsäcke für Klapp-Kuli und Piccolo</b>	15 l mit 50 Säcken, grau. Mindestbestellmenge 10 Rollen.	pro Rl. <b>05191</b>
<b>Bitte Staffelpreise anfordern!</b>		
<b>Abwurfsschale</b>	 <p>Ø 300 mm aus Chromnickelstahl mit Schwenkarm und Befestigungskloben für 08/16®</p>	<b>04615</b>
<b>Abwurf für Instrumente</b>	 <p>Polypropylen-Schale mit Schlitzdeckel, sterilisierfähig bis 134°C</p> <p><b>Maße: 300 x 230 x 130 mm (B x T x H)</b></p> <p>weiß</p>	<b>04616</b>
<b>Spender passend für 08/16® - 600 mm breit</b>		
<b>Die Referenznummer beinhaltet die Konsolträger. Wenn Sie mehr über unsere Spender-Serien COMPACT und PicBox® wissen möchten, so fordern Sie bitte unseren Spendersysteme-Prospekt an.</b>		
<b>Verbandmittel-Spender COMPACT</b>	 <p>qualitativ hochwertiges Gehäuse, kunststoffurniert, staubdicht abgedeckt durch Plexiglasscheiben, grifftechnisch optimale Einteilung. Mit 2 rostfreien magnetischen Halterungen für Scheren etc.</p> <p><b>Maße: 600 x 220 x 450 mm (B x T x H)</b></p> <p>weiß</p>	<b>04537</b>
<b>Injektionsset COMPACT</b>	 <p>Gehäuse wie oben beschrieben. Praktische Nachrollschächte mit geneigten Ebenen für Spritzen und Kanülen. Oben einfüllen, unten entnehmen nach dem <u>First-in-/First-out-Prinzip</u></p> <p><b>Maße: 600 x 220 x 450 mm (B x T x H)</b></p> <p>weiß</p>	<b>04538</b>






Artikel	Beschreibung	Ref.-Nr.
<b>Injektionsset PicBox®Plus</b>	 <p>Die Schütten werden von oben befüllt, das Material unten entnommen. Damit wird gewährleistet, dass zuerst eingefüllte Artikel auch zuerst entnommen werden. Mit First-in/First-out Prinzip. Staubschutz nach DIN 58953. Grauweißes Kunststoffgehäuse mit glasklaren Schütten, inkl. Staubschutzdeckel. Bestehend aus Spritzenspender mit 3 Schütten, Kanülenspender mit 5 Schütten und angebautem KOMBI-Set.</p> <p><b>Maße: 730 x 240 x 410 mm (B x T x H)</b></p>	<b>11377</b>
<b>Injektionsset PicBox®</b>	 <p>wie Injektionsset PicBox® Plus, jedoch ohne KOMBI-SET.</p> <p><b>Maße: 600 x 200 x 410 mm (B x T x H)</b></p>	<b>11381</b>
<b>Injektionsset PicBox®multi</b> <b>NEU</b>	 <p>wie Injektionsset PicBox®, jedoch mit elegantem, weißen Gehäuse, hochwertig Kunststoffurniert.</p> <p><b>Maße: 630 x 180 x 435 mm (B x T x H)</b></p>	<b>16335</b>
<b>Entsorgungsboxen für Kanülen etc. / CUPFIX Ampullenöffner</b>		
<p>Die Referenznummern enthalten die Spezialhalterung für 08/16®. Alle Entsorgungsboxen sind aus umweltfreundlichen Kunststoffen, die rückstandslos verbrannt werden können.</p>		
<b>Kanülensammler Schluckfix</b>	 <p>Einmalbehälter zur Aufnahme von ca. 500 gebrauchten Kanülen, aus schwarzem Recycle-Kunststoff.</p> <p><b>Maße: 55 x 100 x 170 mm (B x T x H)</b></p>	<b>09498</b>
<b>Schluckfix Originalkarton</b>	mit 100 Boxen, ohne Halterung	<b>09490</b>
<b>Halterung</b>	für Schluckfix an 08/16®, separat	<b>04666</b>
<b>Entsorgungsbox Medi-Müll, 1,5 Ltr.</b>	 <p>aus gelbem Polypropylen, kadmiumfrei, mit grünem Deckel, fest verschließbar, 3 praktische Abstreifhilfen für Kanülen, Vacutainer, Skalpelle, Pipetten, etc.</p> <p><b>Maße: Höhe der Box 152 mm</b> <b>Ø Deckel 143 mm</b> <b>Ø Boden 108 mm</b></p>	<b>04778</b>
<b>Medi-Müll Originalkarton</b>	Die Boxen werden platzsparend ineinandergestapelt geliefert, Deckel separat. Medi-Müll-Set mit 20 Boxen und 08/16®-Halterung	<b>16653</b>
<b>Halterung</b>	mit 100 Boxen, ohne Halterung	<b>04670</b>
	 <p>für Medi-Müll an 08/16®, separat</p>	<b>04662</b>
<b>CUPFIX Ampullenöffner DBP</b>	 <p>grauweiß, Gehäuse Kunststoff. Auffangbehälter für Ampullen, abnehmbar. Diamantfeile federnd, in rostfreier Platte gelagert.</p> <p><b>Maße: 70 x 150 x 200 mm (B x T x H)</b></p>	<b>05771</b>
<b>Halterung</b>	<b>Ersatz-Diamantfeile für CUPFIX</b>	<b>04663</b>
	für CUPFIX separat an 08/16®	<b>04662</b>

# HAEBERLE Vielzweckwagen 08/16®

Artikel	Beschreibung	Ref.-Nr.
---------	--------------	----------

## Diverse Zubehörartikel

<b>Gerätekonsole</b>		<p>aus Metall, aluminiumfarben pulverbeschichtet, RAL 9006,</p> <p><b>für 08/16® - 600 mm breit</b>  <b>Maße: 600 x 250 x 180 mm (B x T x H)</b>      <b>09499</b></p> <p><b>für 08/16® - 450 mm breit</b>  <b>Maße: 490 x 250 x 180 mm (B x T x H)</b>      <b>17110</b></p>
<b>Konsolträger</b>		<p>1 Paar, passend für Injektions-Set, Verbandmittelspender COMPACT, Injektionssets PicBox®, PicBox® Plus und Verbandmittelspender-Set PicBox® zur Befestigung auf 08/16®</p> <p style="text-align: right;"><b>05251</b></p>
<b>Armauflage</b>		<p>gepolstert mit Integralschaum, mit 2 Befestigungskloben, besonders stabil, <u>schwarz</u></p> <p style="text-align: right;"><b>09496</b></p>
<b>Katheter-Köcher</b>		<p>aus Chromnickelstahl, 3-fach unterteilt, zum Einhängen an 08/16®-Bügel</p> <p><b>Maße: 160 x 80 x 570 mm (B x T x H)</b>      <b>04624</b></p>
<b>Kabel- und Schlauchhalter</b>		<p>Ausladung ca. 950 mm, silberfarbenes Aluminium mit Einhand-Druckknopf-Verstellung und 2 Kabelführungselementen, mit Befestigungskloben</p> <p style="text-align: right;"><b>10265</b></p>
<b>Kabel- und Schlauchhalter mit Flexwelle</b>		<p>mit 2 Gelenken aus Kunststoff, Rohre aus silberfarbenem Aluminium, Flexwelle verchromt. Mit Befestigungskloben</p> <p style="text-align: right;"><b>16650</b></p>
<b>Infusionsflaschenhalter</b>		<p>verchromt, mit 4 Haken Ø 16 mm, mit Feststellschraube; inklusive 2 Befestigungskloben</p> <p style="text-align: right;"><b>04621</b></p>

Artikel	Beschreibung	Ref.-Nr.
<b>Halterung</b>		<p>für Sauerstoff-Flasche 2 Liter, oberer Haltering Ø 102 mm, unterer Haltering Ø 84 mm, Befestigung mit Schrauben.</p> <p style="text-align: right;"><b>04811</b></p>
<b>Halux® 35 F</b>		<p>Besonders lichtstarke Halogen-Untersuchungs- und Behandlungsleuchte mit federentlastetem Gelenkarm.</p> <p>Lichtleistung <b>ca. 32.000 Lux/0,5 m</b> Leuchtmittel: Halogenleuchte 35 W/12 V, 10° Spot Ausladung: 1.000 mm.</p> <p style="text-align: right;"><b>15897</b></p> <p>Ohne Halterung. Bitte Befestigungskloben Ref.-Nr. 05234 mitbestellen!</p>
<b>Halux® 20 S</b>		<p>Halogen-Untersuchungsleuchte mit Schwanenhals und weißem Schutzschlauch.</p> <p>Lichtleistung <b>ca. 18.000 Lux /0,5 m</b> Leuchtmittel: Halogenleuchte 20W/12V, 10° Spot Ausladung: 850 mm.</p> <p style="text-align: right;"><b>12181</b></p> <p>Ohne Halterung. Bitte Befestigungskloben Ref.-Nr. 05234 mitbestellen!</p>
<b>Befestigungskloben Variogrip</b>		<p>zum universellen Einsatz für alle Anbauteile, für Vierkantröhr 20 x 20 mm und Rundrohr Ø 22 mm</p> <p style="text-align: right;"><b>04560</b></p> <p>mit Handrad <b>06000</b></p>
<b>Steckdosenleiste</b>		<p>mit Schubladen-Rückblende, 4 Schutzkontakt-dosen, grüner 2-poliger Schalter, hellgraues Kabel, 3 m lang mit angegossenem Schuko-stecker. Qualitätsgehäuse Aluminium eloxiert inkl. 2 grauen Kunststoff-Befestigungswinkeln.</p> <p>für 08/16 -Wagen</p> <p><b>450 mm breit</b> <b>600 mm breit</b></p> <p style="text-align: right;"><b>21697</b> <b>21691</b></p> <p><b>Weitere Steckdosenleisten finden Sie im separaten Elektro-Zubehör-Programm.</b></p>

**Weitere interessante Leuchten für viele Zwecke finden Sie in unserem Prospekt Med. Leuchten.**

Alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer. Als innovatives Unternehmen behalten wir uns Preis- und Konstruktionsänderungen vor. Alle vorherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung.

WEEE-Reg.-Nr. DE 20235235





## Unsere vielseitige Produktpalette

Die seit Jahrzehnten beliebte  
weiße und praktische  
Vielzweckwagen-Serie mit  
farbigen Akzenten für unend-  
lich viele Einsatzbereiche.



Ihr medizin-technischer Fachhändler

**HAEBERLE GmbH + Co. KG**  
multifunktionale medizinische  
Wagensysteme ...und mehr

Breitwiesenstr. 13  
DE-70565 Stuttgart  
Postfach 800524 · DE-70505 Stuttgart  
Telefon +49 (0) 7 11 / 7 83 14-0  
Telefax +49 (0) 7 11 / 7 83 14-77  
Email: [info@haeberle-med.de](mailto:info@haeberle-med.de)  
Internet: [www.haerberle-med.de](http://www.haerberle-med.de)