

HAEBERLE

multifunktionale medizinische
Wagensysteme ...und mehr



toro
by HAEBERLE

Das starke, markante Gerätewagen-System

toro – die neue Produktlinie von HAEBERLE, seit 75 Jahren der Spezialist in der Entwicklung innovativer Wagensysteme in der Medizintechnik. Das modulare toro-Gerätewagensystem zeichnet sich durch schönes Design, Stabilität und Zweckmäßigkeit aus und ist nachträglich mit weiteren Komponenten erweiterbar.

System / Einsatzbereich

- ▶ toro ist ein durchdachtes und variables Gerätewagensystem zur Unterbringung kompakter medizinischer oder elektronischer Geräte
- ▶ Das toro-Gerätewagensystem mit hochwertigen Metall-Platten, abgerundeten Dekorecken und edlem Alu-Profil ist für den gebrauchsfertigen Einsatz in Kliniken konzipiert
- ▶ toro ist praktisch im täglichen Einsatz, von langer Lebensdauer in der Ausführung und angepasst an die hohen Hygieneanforderungen in der Klinik und Arztpraxis
- ▶ toro kann wunschgemäß mit den in der Preisliste aufgeführten Systemteilen und Zubehör komplettiert werden
- ▶ Beim toro-System können Individualausführungen, Sonderfarben und Ausstattung nach spezifischen Anforderungen konfiguriert werden. Unser Team berät Sie gerne!



toro Geräteturm 45

▶ Ref.-Nr. 20282


Komponenten

- ▶ Serienmäßige Zusammensetzung aller toro-Gerätewagen aus besonders stabilem Fahrgestell, 4 Qualitätsleichtlauf-Rollen Ø 125 mm, mit integriertem Fadenschutz und Wandabweisern, davon 2 Rollen feststellbar
- ▶ Edles Aluminium-Trägerprofil inklusive Profil-Abdeckung und Dekorstreifen in grau oder blau wählbar
- ▶ Belastbare und desinfektionmittelbeständige Metallplatten mit abgerundeten grauen Dekorecken
- ▶ Schubladen mit weichem Selbsteinzug, Kugelrollenlagerführungsschienen und praktischem grauen Griff mit Beschriftungsfenster
- ▶ Formschöne und prägnante Eck-Schiebegriffe in grau. Es können 2 oder auch 4 pro Wagen montiert werden
- ▶ Kabelkanaltraverse zur optimalen horizontalen Aufnahme von bis zu 6 Kabeln oder einer Steckdosenleiste
- ▶ Auszugplatte zur Unterbringung von Geräten oder Keyboard
- ▶ Alle Gerätewagen werden montiert geliefert

Wichtige Maße

- ▶ Standard-Profilhöhen: 668 / 1052 / 1308 mm
Individualhöhen auf Wunsch möglich
- ▶ Wagen-Außenmaße: Breite 701 / 851 mm
Tiefe 648 mm
Höhe 876 / 1260 / 1516 mm
- ▶ Platten-Außenmaße: B 450 x T 485 x H 30 mm
B 600 x T 485 x H 30 mm
- ▶ Schubladen-Außenmaße: B 450 x T 487 x H 128 mm
B 600 x T 487 x H 128 mm
- ▶ Qualitätsleichtlauf-Rollen: 4 Stück mit integriertem Fadenschutz und Wandabweisern, davon 2 Rollen mit Feststellern
Ø 125 mm serienmäßig, Traglast ca. 130 kg
Ø 150 mm optional, Traglast ca. 250 kg

Dekorfarben



Dekorstreifen sind in grau oder blau wählbar.

toro Basismodell 60
▶ Ref.-Nr. 20032



toro Computerwagen 60
▶ Ref.-Nr. 20222



toro Ergometriewagen 45
▶ Ref.-Nr. 20372



toro Narkosewagen 60
▶ Ref.-Nr. 20321



toro Notfallwagen 60
▶ Ref.-Nr. 20382



toro Endoskopiewagen 60.2
▶ Ref.-Nr. 20411



Hier sehen Sie einige Funktionswagen-Beispiele. Weitere Modelle finden Sie in der Preisliste. Auf Wunsch konfigurieren wir für Sie auch individuelle toro-Wagen. Fragen Sie uns! Wir beraten Sie gerne.

Die Systemhighlights



toro-Endoskopiewagen 45
 ▶ Ref.-Nr. 20292

Weitere Systemteile und Zubehör entnehmen Sie bitte der Preisliste.

Unsere jahrzehntelange Spezialkenntnisse bringen es mit sich, dass wir ständig an Neuerungen arbeiten und immer wieder die passende Lösung für individuelle Entwicklungen finden. Nicht nur heute, sondern auch in Zukunft machen wir uns für Sie stark, um Ihre Wünsche in praktische Maßarbeit umzusetzen.

HAEBERLE GmbH + Co. KG
 multifunktionale medizinische
 Wagensysteme... und mehr

Breitwiesenstraße 13
 DE-70565 Stuttgart
 Telefon (0711) 7 83 14-0
 Telefax (0711) 7 83 14-77
 E-Mail: info@haeberle-med.de
 Internet: www.haerberle-med.de



Ihr medizin-technischer Fachhändler: