


Typenliste

 gültig ab 01.07.2010

Spendersysteme + Entsorgungsboxen

Produkte für die medizinische Versorgung
und Entsorgung sowie HNO-Artikel
... praktisch und ergonomisch




Spendersysteme

Serie PicBox®

Die Spenderserie mit der First-in/First-out Garantie und Staubschutz nach DIN 58953. Befüllung der Schütten von oben, Entnahme des Materials von unten. Somit wird gewährleistet, dass zuerst eingefüllte Artikel auch zuerst entnommen werden (First-in/First-out Prinzip). Jede einzelne Schütte ist durch einen Deckel optimal staubdicht abgedeckt. Einhandbedienung!

Injektionsset PicBox®



grauweißes Kunststoffgehäuse mit glasklaren Schütten, bestehend aus Spritzenspender mit 3 Schütten, Kanülen-spender mit 5 Schütten.

Maße: 600 x 200 x 410 mm (B x T x H)

Wandmodell **11384**
ab 10 Stück

Injektionsset PicBox® Plus



grauweißes Kunststoffgehäuse mit glasklaren Schütten, bestehend aus Spritzenspender mit 3 Schütten, Kanülen-spender mit 5 Schütten und angebautes KOMBI-Set.

Maße: 730 x 240 x 410 mm (B x T x H)

Wandmodell **11380**
ab 10 Stück

Spritzenspender PicBox®




mit 3 großen Schütten, grauweißes Kunststoffgehäuse mit glasklaren Schütten.

Maße: 600 x 200 x 245 mm (B x T x H)

Wandmodell **11368**
ab 10 Stück

Kanülen-spender PicBox®



mit 5 kleinen Schütten wie oben beschrieben.

Maße: 600 x 135 x 165 mm (B x T x H)




Wandmodell **11369**
ab 10 Stück

Injektionsset PicBox® multi






wie Injektionsset PicBox®, jedoch mit elegantem, weißem Gehäuse, hochwertig kunststoffurniert. Für die moderne Klinik oder Praxis! Einschl. Wandhalteschiene zur problemlosen Montage.

Maße: 630 x 180 x 435 mm (B x T x H) 11481

Artikel	Beschreibung	Ref.-Nr.
Einzelschütten	 <p>groß, passend für 3er-Set, auch geeignet zum Nachrüsten des alten Systems (Injektionssets Dortmund/Düsseldorf und Spritzen-/Kanülen-spender) und für alle gängigen Spender mit Schütten. Mit Staubschutzdeckel.</p> <p>Maße: 190 x 195 x 225 mm (B x T x H)</p>	11385
Einzelschütten	 <p>wie oben beschrieben, jedoch klein, passend für 5er-Set, mit Staubschutzdeckel.</p> <p>Maße: 110 x 145 x 150 mm (B x T x H)</p>	11386
Ersatz-Staub-Schutzdeckel für Entnahmeöffnung	für große Schütte	14022
	für kleine Schütte	14023
Einzelschütte für Verbandmittel-spender PicBox®	 <p>ohne Trennwand, auch geeignet zum Nachrüsten gängiger Spender. Staffelpreise auf Anfrage.</p> <p>Innenmaße: 175 x 170 x 180 mm (B x T x H)</p>	12388
Trennwand	für Schütten Nr. 12388, einzeln	12398

Spritzen- und Kanülenspender mit Kippschütten

Befüllung und Entnahme von oben.

Spritzenspender	 <p>mit 3 großen Schütten, grauweißes Kunststoffgehäuse mit transparenten Schütten</p> <p>Maße: 600 x 200 x 245 mm (B x T x H)</p> <p>Wandmodell 17208 Einzelschütte 16391</p>
Spritzenspender	 <p>mit 4 mittleren Schütten, grauweißes Kunststoffgehäuse mit transparenten Schütten</p> <p>Maße: 600 x 135 x 208 mm (B x T x H)</p> <p>Wandmodell 17210 Einzelschütte 16392</p>
Kanülenspender	 <p>mit 5 kleinen Schütten, grauweißes Kunststoffgehäuse mit transparenten Schütten</p> <p>Maße: 600 x 135 x 165 mm (B x T x H)</p> <p>Wandmodell 17209 Einzelschütte 16393</p>


Artikel	Beschreibung	Ref.-Nr.
---------	--------------	----------

Spenderserie COMPACT

Qualitativ hochwertige Elemente in modernem Design. Grifftechnisch optimale Anordnung aller Teile. Durch einheitliche Maße lassen sich die COMPACT-Elemente ideal zu ganzen Wandanlagen kombinieren.

Alle Gehäuse in weiß, kunststofffurniert, staubdicht abgedeckt durch Plexiglasscheiben.
Maße: 600 x 220 x 450 mm (B x T x H). Inklusive Wandhalteschienen und Montagematerial.

Verbandmittel- spender COMPACT




Optimale Einteilung für alle gängigen Schlauchverbände, Mullbinden, Pflaster etc. Mit 2 rostfreien magnetischen Halterungen für Schere etc.

weiß

04878

Injektionsset COMPACT




Praktische Nachrollschächte mit geneigten Ebenen für Spritzen und Kanülen. Oben einfüllen, unten entnehmen nach dem First-in/First-out Prinzip

weiß

04877

Schrank COMPACT




Gehäuse wie beschrieben, mit Zwischenfach und Plexiglastüren

weiß

04876

Organisationsschrank COMPACT




für Formulare, mit diversen Fachteilern ohne Plexiglasscheibe

weiß

14858

Schreib- und Ablagekonsole II COMPACT




mit Ablagefach und teleskopgeführtem Schubfach, inkl. Schrauben und Dübeln

Maße: 600 x 450 x 280 mm (B x T x H)

weiß

04872

Wandpult



mit geneigter Schreibfläche und Utensilieneinsatz. Herausnehmbarer Stifteköcher. Ablagefach, lichte Höhe 20 cm. Mit Wandhalteschiene inkl. Schrauben und Dübeln

Maße: 560 x 450 x 360 mm (B x T x H)

weiß


15578

Artikel	Beschreibung	Ref.-Nr.
---------	--------------	----------

Entsorgungsboxen

Die Entsorgungsboxen „Schluckfix“ und „Medi-Müll“ sind aus umweltfreundlichen Kunststoffen, die rückstandslos verbrannt werden können.

Kanülensammler Schluckfix



Einmalbehälter zur Aufnahme von ca. 500 gebrauchten Kanülen. Aus schwarzem Recycle-Kunststoff! Staffelpreise auf Anfrage.

Schluckfix-Set mit 20 Boxen

Maße: 55 x 100 x 170 mm (B x T x H)
mit Tisch- oder Wandhalterung

09506

**Ideal als Werbegeschenk geeignet.
Bitte Staffelpreise anfordern!**

Schluckfix-Set

mit 20 Boxen,
ohne Halterung

15502

Originalkarton Schluckfix

mit 100 Boxen,
ohne Halterung


09490

Halterung für Schluckfix

separat, Wand- oder Tischmodell

04667

Medi-Müll, 1,5 Ltr.



Aus sonnengelbem Polypropylen, kadmiumpf, mit grünem Deckel, fest verschließbar. 1,2 mm Wandstärke, 3 praktische Abstreifhilfen für Kanülen, Vacutainer, Skalpelle, Pipetten, etc.

Maße: Höhe der Box 152 mm
Ø Deckel 143 mm
Ø Boden 108 mm

Die Boxen werden platzsparend ineinandergestapelt geliefert, Deckel separat.

**Medi-Müll-Set mit 20 Boxen
mit Wandhalterung**

04780

Medi-Müll, 1,5 Ltr. Set

mit 20 Boxen und 2 Klebeadaptern
für Tischbefestigung

16394

Medi-Müll, 1,5 Ltr. Set

mit 20 Boxen,
ohne Halterung

15501


Originalkarton Medi-Müll, 1,5 Ltr.

mit 100 Boxen,
ohne Halterung

16653

Artikel	Beschreibung	Ref.-Nr.
Medi-Müll, 2,5 Ltr. S		<p>mit besonders großer Einwurfföffnung, die stufenweise durch Herausbrechen der Klappen vergrößert werden kann.</p> <p>Ideal geeignet zum Abstreifen von Kanülen, für Skalpelle, Glasbruch, aber auch kleine Verbände und sperrige Gegenstände. Universelle Abzieh-/Abdrehvorrichtung für alle gängigen Kanülentypen und Insulinspritzen.</p> <p>Aus sonnengelbem Polypropylen, kadmiumpf, emissionsfrei, mit grünem Deckel.</p> <p>Maße: Höhe 242 mm Ø des Deckels 143 mm Ø des Bodens 108 mm</p> <p>Set mit 45 Boxen, ohne Halterung</p> <p>Die Boxen werden platzsparend ineinandergestapelt geliefert, Deckel separat.</p>

16654

Halterung		<p>separat für Medi-Müll-Entsorgungsbox Wandmodell, RAL 9006 pulverbeschichtet passend für Boxen 1,5 und 2,5 Ltr.</p>
------------------	--	---

04671

Klebeadapter	<p>passend für Medi-Müll-Boxen 0,5/1,5/2,5 Ltr.; zur Befestigung der Boxen auf allen Flächen z.B. Tisch oder Tablett.</p>
---------------------	---


Mindestbestellmenge 10 Stück

17212





Medi-Müll, 0,5 Ltr.		<p>Aus sonnengelbem Polypropylen, kadmiumpf, mit grünem Deckel, fest verschließbar; mit praktischen Abstreifhilfen für Kanülen, Vacutainer, Skalpelle, Pipetten, Insulinspritzen etc.</p> <p>Maße: Höhe der Box 110 mm Ø Deckel 98 mm Ø Boden 79 mm</p> <p>Die Boxen werden platzsparend ineinandergestapelt geliefert, Deckel separat. Ohne Halterung.</p> <p>Originalkarton Medi-Müll 0,5 Ltr. mit 170 Boxen</p>
----------------------------	---	--

16655

Abfallsammler

Abfallsammler Picco Novo-Set		<p>passend für 60 Ltr.-Säcke. Mit Rollen Ø 50 mm, einschl. 1 Rolle à 25 Säcke mit praktischem Zugband; aluminiumfarben pulverbeschichtet, RAL 9006. Deckel in signalweiß, RAL 9003.</p> <p>Maße: 360 x 360 x 840 mm (B x T x H)</p> <p>ab 10 Stck.</p>
-------------------------------------	---	---





07196






Artikel	Beschreibung	Ref.-Nr.
Picco Novo-Set mit Tretvorrichtung NEU		<p>mit 1 Sackhalter passend für 60 Ltr.-Säcke, Lenkrollen Ø 50 mm, einschl. 1 Rolle à 25 Säcke, (60 Ltr.) mit praktischem Zugband, aluminiumfarben pulverbeschichtet, RAL 9006, Deckel signalweiß RAL 9003</p> <p>Maße: 360 x 360 x 840 mm (B x T x H)</p> <p>16500</p> <p>ab 10 Stck.</p>
Zugbandsäcke	<p>580 x 950 mm, 0,05 mm stark, blau, passend für Sammler 60 - 70 Ltr.; auf platzsparenden Rollen à 25 Säcke; mit praktischem Zugband zum einfachen Verschließen.</p> <p>Mindestbestellmenge 10 Rollen pro Rl. 14826</p>	
Klapp-Kuli der praktische Wandabfallsammler		<p>Stahlblech, aluminiumfarben pulverbeschichtet, RAL 9006. Einschl. 1 Rolle Abfallsäcke 15 Ltr..</p> <p>Maße: 310 x 140 x 420 mm (B x T x H)</p> <p>Wandmodell 09961</p> <p>ab 10 Stck.</p>
Halter für Hygienebeutel		<p>zum Aufstecken rechts oder links auf Klapp-Kuli, aluminiumfarben pulverbeschichtet, RAL 9006 08173</p> <p>aus Papier, mit Aufdruck. Mindestabnahme 500 Stück = 1 Einheit, Preis pro H. 05192</p>
Abfallsammler Piccolo		<p>Stahlblech aluminiumfarben pulverbeschichtet, RAL 9006, oder Chromnickelstahl. Auf Wunsch mit Deckel, inkl. 1 Rolle Abfallsäcke 15 Ltr..</p> <p>Maße: 280 x 160 x 410 mm (B x T x H)</p> <p><u>aluminiumfarben pulverbeschichtet</u></p> <p>Wandmodell 07873</p> <p>Modell für Normprofilschiene 09633</p> <p><u>Chromnickelstahl</u></p> <p>Wandmodell 05138</p> <p>Modell für Normprofilschiene 09078</p>
Deckel zu Piccolo	<p>aluminiumfarben pulverbeschichtet, RAL 9006 07874</p> <p>Chromnickelstahl 09636</p>	
Rolle Einwegsäcke	<p>15 Ltr., mit 50 Säcken, grau für Klapp-Kuli und Piccolo</p> <p>Mindestbestellmenge 10 Rollen</p> <p>pro Rolle 05191</p> <p>ab 50 Rollen</p> <p>ab 100 Rollen</p>	

HAEBERLE Diverse Artikel


Artikel	Beschreibung	Ref.-Nr.
Abfallsammler mit Knieöffnungsmechanik NEU	 <p>praktische Öffnung des Deckels durch Kniebetätigung. Gehäuse aus Kunststoff, verkehrsweiß RAL 9016, inkl. Befestigungsmaterial</p> <p>Wandmodell</p> <p>Inhalt 8 Ltr. Maße: 220 x 220 x 360 mm (B x T x H) 16700</p> <p>Inhalt 20 Ltr. Maße: 350 x 250 x 520 mm (B x T x H) 16668</p>	

Diverse Artikel


Universalhalter Snap	 <p>für Spenderboxen aller Art. Ideal geeignet für Boxen mit Einmalhandschuhen, Tissues oder Wischtüchern. Weißer Kunststoff.</p> <p>Ein federnder Spannschieber hält Boxen aller Art bis zu 1 kg für Einhandbedienung bereit. Befestigung mit Doppelklebeband</p> <p>Maße: 100 x 20 x 165 mm (B x T x H)</p> <p>Mit individuellem Aufdruck ideal als Werbegeschenk geeignet. Bitte Staffelantrag anfordern!</p>	15572
Tupferbefeuchter TIPPFIX	 <p>Gehäuse aus grauweißem Kunststoff, Füllmenge 250 ccm</p> <p>Maße: 60 x 150 x 60 mm (B x T x H)</p> <p>Ideal als Werbegeschenk geeignet. Bitte Staffelpreise anfordern!</p>	09493
Tupferspender TAKEFIX	 <p>grauweißes Gehäuse</p> <p>Maße: 120 x 230 x 205 mm (B x T x H)</p>	04803
KOMBI-Set	 <p>für Blutentnahme und Injektion; bestehend aus: Tupferspender TAKEFIX, Tupferbefeuchter TIPPFIX und Zusatzbehälter. Alle Teile aus unzerbrechlichem Kunststoff, grauweiß</p> <p>Maße: 120 x 230 x 265 mm (B x T x H)</p>	04767

Artikel	Beschreibung	Ref.-Nr.
Ampullenöffner CUPFIX		<p>grauweiß, Gehäuse Kunststoff. Auffangbehälter für Ampullen, abnehmbar. Diamantfeile federnd in rostfreier Platte gelagert.</p> <p>Maße: 70 x 150 x 200 mm (B x T x H)</p> <p>Wandmodell, inkl. Montageset 09507 Ersatz-Diamantfeile für CUPFIX 04663</p>
Medikamenten- tablett „Langenau“		<p>Untersatz aus weißem, Aufsatz aus glasklarem Kunststoff. Mit 1 Verordnungsblock. Höhe: 18 mm.</p> <p>mit 16 Feldern, Maße: 310 x 310 mm (B x T) 04705 mit 20 Feldern, Maße: 310 x 390 mm (B x T) 04706 mit 25 Feldern, Maße: 390 x 390 mm (B x T) 04707</p>
Ersatzoberteil für Medikamenten- tablett „Langenau“	<p>glasklarer Kunststoff</p> <p>16 Felder 05247 20 Felder 05248 25 Felder 05249</p>	
Ersatzblock	<p>für Medikamententablett „Langenau“, 50 Blatt mit 300 Abrissen;</p> <p>Mindestbestellmenge 20 Blocks pro Bl. 04708</p>	
Abwurf für Instrumente		<p>Polypropylen mit Deckel und Einwurfföffnung. Sterilisierbar bis 134°C. Ohne Halterung. 04802</p> <p>Maße: 300 x 230 x 130 mm (B x T x H)</p>
Katheter-Köcher		<p>aus Chrom-Nickel-Stahl, 3-fach unterteilt mit Abstandshalter; Modell für Normprofilschiene 09080</p> <p>Maße: 161 x 76 x 561 mm (B x T x H)</p>
Seifen- und Desinfektionsmittel- spender		<p>aus Aluminium natur eloxiert. Für Standardflaschen mit Inhalt 1 Liter. 17851</p> <p>Maße: 95 x 90 x 260 mm (B x T x H)</p>

HAEBERLE HNO-Artikel

Artikel	Beschreibung	Ref.-Nr.
Auffangschale für Tropfmenge	 <p>Zum Einhängen in Seifen- und Desinfektionsmittelspender, Ref.-Nr. 17851 Mit herausnehmbarer Schale.</p> <p>Maße: 150 x 260 x 410 mm (B x T x H)</p> <p>Seifen-/Desinfektionsmittelspender mit Auffangschale</p>	16256


HNO-Artikel




Spenderbox für KREPPFIX-Zungenlappchen	 <p>mit weißem Kunststoffboden mit Zapfen für den sicheren Halt der Kreppfix-Rolle und einer transparenten aufsteckbaren Abdeckkappe mit Entnahmeöffnung.</p> <p>Durch 3 Saugnäpfe am Boden kann die Box auf glatten Oberflächen sicher fixiert werden. Ø 12,5 cm, Höhe 10 cm</p>	04711
---	--	--------------

KREPPFIX Zungenlappchen	für den HNO-Arzt. Packung mit 6 Rollen. Maße: ca. 60 mm breit, 90 mm Ø, 25 m Gesamtlänge, ca. 156 Blatt. Länge pro Einzelblatt: ca. 160 mm.	04709
	Mindestbestellmenge 3 Packungen.	

Originalkarton KREPPFIX Zungenlappchen	mit 18 Packungen à 6 Rollen Pharmazentralnummer: 4754575	16395
---	---	--------------

Verbandwatte	im Karton mit Entnahmeschlitz. Länge 4 m, Ø 95 mm, ca. 60 mm breit, gerollt. Pharmazentralnummer 8716330	04972
	Mindestbestellmenge 6 Rollen	

Spiegelerwärmer Mirrotherm®Plus	 <p>durch elektronische Steuerung glühen die Heizelemente nicht mehr wie bei herkömmlichen Modellen. Extrem lange Lebensdauer der Heizelemente.</p> <p>Ein zusätzliches Gebläse sorgt für schnelle Aufheizung und automatische Abkühlung. Einfachste Bedienung. Kontroll-Leuchtdioden, GS-Prüfzeichen. Gehäuse Kunststoff, umbragrau. Design: Fuchs Design, Stuttgart.</p> <p>Maße: 213 x 112 x 95 mm (B x T x H)</p>	08131
--	---	--------------

Artikel	Beschreibung	Ref.-Nr.	
HNO-Halogen- gegenspiegelleuchte Halux 35 F		<p>Halogengegenspiegelleuchte mit Mattglasfilter</p> <p>Lichtleistung: 35 W/12 V, 10° Spot Ausladung: ca. 1.000 mm.</p> <p>Bitte Halterung separat bestellen!</p>	16425
Tischhalter mit Entnahmesicherung		<p>Polyamid GF, reinweiß RAL 9010, für Leuchten mit Zapfen Ø 16 mm. Mit Entnahmesicherung</p> <p>Maße: 60 x 60 x 60 mm (B x T x H)</p> <p>Gewicht: ca. 0,09 kg</p>	09947
Fünffußstativ		<p>Ø 650 mm, mit elektrisch leitfähigen Rollen Ø 50 mm, 2 Rollen davon feststellbar, Höhe 1.090 mm.</p>	09933

Bitte fordern Sie bei größeren Mengen unsere Staffelpreise an!

Alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer. Als innovatives Unternehmen behalten wir uns Preis- und Konstruktionsänderungen vor. Alle vorherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen Stand in der jeweils gültigen Fassung.

WEEE-Reg.-Nr. DE 20235235





Spendersysteme, Entsorgungsboxen
und viele praktische Produkte für die
Versorgung und Entsorgung in der
Arztpraxis oder Klinik.

Unsere vielseitige Produktpalette



Ihr medizin-technischer Fachhändler

HAEBERLE GmbH + Co. KG
multifunktionale medizinische
Wagensysteme ...und mehr

Breitwiesenstr. 13
DE-70565 Stuttgart
Postfach 800524 · DE-70505 Stuttgart
Telefon +49 (0) 7 11/7 83 14-0
Telefax +49 (0) 7 11/7 83 14-77
Email: info@haeberle-med.de
Internet: www.haerberle-med.de